

Muestreador automático KjelROC KD-525

Muestreador automático para conectar con Analizador KjelROC KD-310 con capacidad para 20 tubos (+5)

- Precisión mejorada con valoración predictiva
- Flujo de trabajo mejorado con el usuario con Ethernet/inalámbrica y fácil comunicación con otros sistemas
- Análisis totalmente automático de hasta 20 (+5) muestras.
- Autónomo: Insertar una gradilla con los tubos y regresar más tarde para recoger los resultados
- El Automuestreador permite el análisis automático de varios tubos en una secuencia, sin intervención manual.
- Permite el análisis de una gradilla de tubos completa con 20 muestras y 5 tubos extra para análisis adicional
- Una fila adicional de muestras de tubos permite un fácil análisis de espacios en blanco fuera de la gradilla de tubos, ejecutando autoblancos o ejecutando muestras urgentes.
- Todos los tubos se pueden mover directamente al inyector automático en un solo paso, sin tener que mover tubo por tubo. Esto evita el riesgo de mezclar los tubos durante el movimiento del digestor al destilador.
- Fácil de limpiar todas las partes sensibles en el mantenimiento diario.
- El muestreador se puede apagar y utilizar el Analizador de forma independiente si así se requiere.
- Dimensiones (An. x Al. x Pr.) y peso 930 x 910 x 730 mm, 85 kg
- Consumo de energía. La toma directamente del Destilador-Analizador
- Sensores de puerta, sensores de tubo en su lugar.
- Todas las piezas móviles y tubos dentro del muestreador sin riesgo para el contacto del usuario.
- Interior fácil de limpiar con bandejas de goteo extraíbles
- Capacidad 20 tubos de muestra en gradilla para tubos más 5 tubos adicionales (E1-E5) para espacios en blanco, autoblanco, muestras urgentes.

Características Técnicas



KD-525-C	KjelROC Sampler (no Analyzer), User Guide, Sampler Drip Tray, Tube Guide for Analyzer, Flat Tube Adapter
----------	--